

Hűsítő masszázslabda



Modell: 4311



Mondjon búcsút a reggeli puffadásnak és a szem alatti táskáknak! Ébressze fel bőrét, szabaduljon meg az irritációtól és csillapítsa a gyulladást a hűsítő masszázsgolyóval.

Előnyök

Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült

A legjobb eredmény elérése érdekében tárolja hűtőszekrényben 0-4°C. NEM FAGYASZTHATJA MEG!

Nyugtatja és nyugtatja az irritált bőrt

Hogyan kell használni

Miután kivette a lehűtött masszázsgolyót a fagyasztóból, óvatosan simítsa végig a homlokot, az állkapocsvonalat, az arcot, a szem alatt vagy bárhol máshol, ahol szükséges a duzzanat, a bőrpír és a puffadtság csökkentése érdekében.

Hogyan kell tisztítani

Száraz ruhával törölje le.